

先行販売

30台 台数限定

# Agilent 4150 TapeStation

全自動電気泳動装置

対象商品

## Agilent 4150 TapeStation


全自動電気泳動装置 ※コンピュータは付属しません。

販売開始


2019年1月8日(火)

台数限定特別価格

¥3,344,000 (税抜)



特長



1 検体から  
自由に無駄なく  
(最大 16 検体)



操作は簡単  
3 ステップ!



4200 用 Kit を  
そのまま使用可能

アプリケーション

### DNA

### RNA

Genomic DNA

D5000 /  
High Sensitivity D5000

D1000 /  
High Sensitivity D1000

RNA /  
High Sensitivity RNA



200 ~ 60,000 bp



100 ~ 5,000 bp



35 ~ 1,000 bp



Total RNA

ゲノム DNA の QC、DIN に

次世代シーケンスのライブラリ QC に



RNA の QC、RIN<sup>®</sup>、DV200 に

# Agilent 4150 TapeStation



## データ例


ゲルイメージ、Electropherogram で表示可能。  
サイズ、濃度、Molarity 等、自動で計算されます。



## 装置本体仕様

型番	G2992AA TapeStation 本体、据付調整費、ソフトウェア一式、装置付属品、専用 Vortex、付属消耗品が付きまます。
重量	17.8 kg
寸法 (幅×奥行×高さ)	25 cm × 51 cm × 42 cm
電源	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 50 VA (W)

Agilent 4150 TapeStation には、コンピュータは付属しておりません。別途ご購入が必要です。  
HP ProBook 650 G4 相当品をご用意ください。  
コンピュータ基本仕様 / CPU : インテル Core i5-7200U (2.5-3.1 GHz)、  
OS : Windows 10 Pro (64 bit) (英語)、メモリー : 8 GB、ハード : 500 GB、DVD-ROM



販売店

[ お問い合わせ窓口 ]

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎ 0120-477-111

mail : email\_japan@agilent.com

※仕様は予告なく変更する場合があります。

※本資料掲載の製品はすべて研究用です。

その他の用途にご利用いただくことはできません。

※本資料掲載の価格はすべてメーカー希望小売価格(税抜)です。

<http://AgilentGenomics.jp>

© Agilent Technologies, Inc. 2018

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、  
改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、  
法律で禁止されています。

Printed in Japan, Dec. 14, 2018

5994-0579JAJP