

# ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーション サービスキャンペーン

## キャリブレーションでデータに自信を取り戻そう!



対象モデル	310 / 3130 / 3130xl / 3500 / 3500xL
基本付属品	キャピラリー*1 ポリマー*1 キャリブレーション用標準試薬 (Sequencing/Matrix Standard)*1 パuffア Hi-Di ホルムアミド

\*1 モデルおよびアプリケーションに合わせて1種類を選択してください。詳細は裏面の付属品対応表をご覧ください。

スペクトラルキャリブレーションサービスは、キャピラリーセンサーの機器内部の清掃・調整に加えて、キャピラリーなどの消耗品交換、標準試薬による光学系キャリブレーションを機器のプロである弊社エンジニアがユーザーに代わって行うサービスです。

ランに必要な消耗品とキャリブレーション用試薬の一式がサービス費用に含まれていますので、作業後はすぐに機器をご使用いただけます。

### こんな時におすすめです

- キャピラリー交換時期
- 機器の日常メンテナンスを行っていない
- 最近シグナルが低い
- 以前はもっと長い配列が読めていたのに
- 機器のトレーニングを行ってほしい
- プロのエンジニアにいろいろ聞いてみたい
- 機器の管理担当になって困っている

製品名	製品番号	希望小売価格	キャンペーン 価格	1年修理保証 希望小売価格
310 ジェネティックアナライザ マトリックス更新サービス	4473329	<del>¥250,000</del>	<b>¥190,000</b>	<b>+¥755,000</b>
3130 ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーション	4473276	<del>¥350,000</del>	<b>¥285,000</b>	<b>+¥825,000</b>
3130xl ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーション	4473277	<del>¥370,000</del>	<b>¥305,000</b>	<b>+¥945,000</b>
3500 ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーション	4473279	<del>¥390,000</del>	<b>¥335,000</b>	<b>+¥1,060,000</b>
3500xL ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーション	4473344	<del>¥470,000</del>	<b>¥395,000</b>	<b>+¥1,180,000</b>
追加 DyeSet	A24973JP	¥60,000	—	
シーケンシング メンテナンス トレーニング	A24972JP	¥100,000	—	
シーケンシング フラグメント メンテナンス トレーニング	A24971JP	¥130,000	—	

※技術者派遣・移動費込み、消費税は含まれません。作業時修理が必要な場合は、別途修理費用が発生いたします。

※1年修理保証は、本キャンペーン実施期間中のみの限定販売です。

※作業日から1カ月以内であれば、1年修理保証オプションを付加していただけます。この場合、1年修理保証の期間は、作業日から1年間になります。

キャンペーン期間

2019年 4月8日(月) ~ 2019年 7月31日(水) 弊社受注分まで

New  
お得情報!

リピーターの方はさらに **¥10,000 OFF**

過去にスペクトラルキャリブレーションサービスをご利用のお客さま\*2には、ご愛顧に感謝を込めてキャンペーン価格から、さらに¥10,000をお値引きさせていただきます。

\*2 弊社記録のうち対象サービス提供実績のある製造(シリアル)番号の機器に限ります。

## 付属品対応表

	キャピラリー*	ポリマー*	キャリブレーション 用標準試薬 (Sequencing/ Matrix Standard)*	バッファ	Hi-Di ホルムアミド	その他付属品
310	47cm/61cm	POP-6/POP-4 (3mL)	Z(BigDye3.1) / E(BigDye1.1) / G5 / D / F / E / E5 /その 他お問合せ	Genetic Analyzer Buffer (25 mL)	Hi-Di Formamide (25mL)	ガラスシリンジ (1.0mL)/Oリング/ フィッティング一式/白 金電極
3130 /3130x/	36cm/50cm/ 80cm	POP-7/POP-6/ POP-4 (7mL)				なし
3500 /3500xL	36cm/50cm	POP-7/POP-6/ POP-4 (384)		陽極バッファコンテナ 陰極バッファコンテナ		コンディショニング 試薬/DEPC処理水 (100mL)/ パウチキャップ

\*いずれか1種類をご選択ください。

## 本キャンペーンのお申し込み方法について

お申し込み方法は、販売店へお問い合わせください。

お問い合わせの際は、機器シリアル番号をお伝えください。

シリアル番号は、機器表面のシールに記載されております。

販売店がご不明な場合は、下記へお電話ください。

**TEL : 0120-203-885** (ガイダンス2番にお進みください)

研究用のみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。

記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。

For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

ここに掲載のキャンペーンは、日本国内のお客様のみ有効です。また、その他のキャンペーンと重複してご利用いただく

ことはできません。記載されている希望小売価格は、2019年4月現在のものです。消費税は含まれておりません。実際の

販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 [thermofisher.com/jp-tc](http://thermofisher.com/jp-tc)

販売店

SVC038-F19040B

## サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ [jptech@thermofisher.com](mailto:jptech@thermofisher.com)

オーダーサポート TEL : 03-6832-6980 FAX : 03-6832-9584

営業部 TEL : 03-6832-9300 FAX : 03-6832-9580

 [facebook.com/ThermoFisherJapan](https://www.facebook.com/ThermoFisherJapan)

 @ThermoFisherJP

[thermofisher.com](http://thermofisher.com)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC